



Aide technique de coussins de positionnement en fibre Technigel à effet mémoire par reventilation

La gamme POSITPRO permet de réaliser différentes combinaisons de positionnement du patient allongé dans le but de prévenir les postures vicieuses et d'aider à la prévention ou au traitement de l'escarre.

Règles pour un bon positionnement

Dans le cadre de la prévention de l'escarre il est conseillé de positionner le patient toutes les 2 heures en position décubitus dorsal à 30° (semi-fowler) et en position décubitus latéral droite et gauche à 30°.

Le suivi clinique associe la bonne hydratation et le bon suivi alimentaire du patient.

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE

Prescription :

- > une base ne peut pas être prescrite sans au moins un plot
- > une base peut être associée à quatre plots maximum
- > un plot ne peut être prescrit avec un coussin standard
- > un plot ne peut pas être prescrit sans une base
- > un coussin standard est prescrit seul

Entretien :

HOUSSE STERITEX :

Lors de la préparation du couchage du patient et du changement de literie: décontaminer la housse STERITEX du coussin avec un détergent bactéricide hospitalier de surface haute dont on veillera au temps de pause et au respect des conditions d'utilisation. (Nous recommandons l'utilisation des produits de surface haute du Laboratoire ANIOS). Un détergent chloré peut être appliqué sur une éponge ou lingette en dilution à 5% dans de l'eau. Il est impératif de rincer à l'eau claire après avoir appliqué un détergent chloré sur la housse STERITEX.

Le lavage de la housse STERITEX peut se faire en machine à 95°C, la housse résiste 100 fois au passage en autoclave à 121°C.

NOYAU DU COUSSIN :

Oter le noyau de la housse STERITEX. Laver si nécessaire le noyau du coussin en machine à 40°C

Composition :

Housse amovible STERITEX : 55% polyester / 45% polyuréthane (190g/m²)

Garnissage : fibre longue Technigel 100% polyester siliconées

Housse noyau : 100% coton (115g/m²)

Housse STERITEX



Noyau coussin



Fabriqué en France par Identités - Boulevard de la Chanterie – ZA
Pôle 49 - 49124 Saint Barthélémy d'Anjou

CE : Dispositif médical de classe I, conformément à l'annexe VII de la Directive 93/42/CEE modifiée par la Directive 2007/47/CE. « Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé, qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE »



Coussin en forme de demi-lune, maintient et cale le dos du patient en position assise en fauteuil ou allongée au lit en décubitus dorsal à 30°. **Réf. 829074 (gris) ou 829074.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux - 6273420*



Coussin décubitus en forme de « S », maintient et cale les épaules, les hanches, le dos du patient en position de décubitus latéral à 30° gauche et droite en position allongée. Il limite les effets de friction. **Réf. 829033 (gris) ou 829033.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux - 6273420*



Coussin en forme de bouée, maintient et cale confortablement la tête du patient en position de décubitus dorsal à 30° ou latéral à 30°. **Réf. 829084 (gris) ou 829084.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, plot - 6273510*



Coussin en forme de rectangle multifonction. Maintient et cale l'abdomen en position de décubitus latéral à 30°. Décharge les talons en position de décubitus dorsal à 30°. Décharge la tête comme oreiller. Intervient pour l'abduction des genoux et hanches. **Réf. 829075 (gris) ou 829075.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, base - 6273437*



Lot de 2 coussins multifonctions en forme de rectangle. Maintient et cale l'abdomen en position de décubitus latéral à 30°. Décharge les talons en position de décubitus dorsal à 30°. Intervient pour l'abduction des genoux et hanches. Permet l'optimisation et le réglage du positionnement en position de décubitus latéral et dorsal. **Réf. 829076 (gris) ou 829076.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, base - 6273437*



Coussin multifonction de forme rectangulaire. Maintient et cale le bras. Maintient et cale la nuque en complément du coussin DM Demi-lune. Limite les effets de friction au niveau de genoux et mollets. Permet l'optimisation et le réglage du positionnement en décubitus latéral et dorsal à 30°C. S'utilise en complément des coussins de la gamme POSITPRO. **Réf. 829079 (gris) ou 829079.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, plot - 6273510*



Coussin en forme de cylindre. Maintient et cale l'abdomen en position de décubitus latéral à 30°. S'utilise entre les jambes pour prévenir des frictions entre les genoux et les cuisses. S'utilise au niveau des chevilles, pour décharger les points d'appui des talons. **Réf. 829077 (gris) ou 829077.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, base - 6273437*



Lot de 2 coussins en forme de cylindre. Maintient et cale l'abdomen en position de décubitus latéral à 30°. S'utilise entre les jambes pour prévenir des frictions entre les genoux et les cuisses. S'utilise au niveau des chevilles, pour décharger les points d'appui des talons. **Réf. 829078 (gris) ou 829078.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, base - 6273437*



Coussin en forme de triangle. Maintient et cale l'abdomen en position de décubitus latéral à 30°. Sous les cuisses en position de décubitus dorsal semi-fowler à 30°; il décharge le sacrum et les talons. **Réf. 829080 (gris) ou 829080.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire, des hanches et des genoux, base - 6273437*



Coussin réniforme en forme de lune. Maintient et cale les membres supérieurs assis dans un fauteuil ou couché en semi-fowler à 30°. Maintient et cale la tête et la nuque en position de décubitus dorsal. **Réf. 829081 (gris) ou 829081.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux - 6273420*



Coussin en forme de triangle qui maintient et cale en abduction les membres inférieurs. Positionné à l'entrejambe il agit en abduction des positions vicieuses (genoux, mollets, cuisses). **Réf. 829082 (gris) ou 829082.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, plot - 6273510*



Coussin galbé permettant la décharge des talons pour la prévention de l'escarre. S'adapte à la morphologie des jambes. Améliore le retour sanguin des jambes lourdes. Avec ou sans plot abducteur positionnable sur velcro. **Sans plot : réf. 829034 (gris) ou 829034.A (aubergine). Avec plot : réf. 829102 (gris) ou 829102.A (aubergine).** Dimensions : 53 x 59 cm. *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux - 6273420*



Coussin cervical adapté aux positions du cou en fauteuil ou alité. **Réf. 829086 (gris) ou 829086.A (aubergine).** Dimensions : 57 x 23 cm. *Libellé ordonnance : appareil de soutien partiel de la tête- 6273466*



Coussin multifonctions + plot cylindrique spécifique pour des support modulaires. Composé d'un coussin universel 55 x 40 cm + coussin cylindrique 55 x 18 cm avec connexion en velcro. **Réf. 829098 (gris) ou 829098.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, base - 6273420*



Coussin triangulaire + plot amovible pour un support plus particulièrement des jambes avec abduction. Composé d'un coussin triangulaire 50 x 25 cm et d'un boudin 90 x 13 cm avec connexion velcro. **Réf. 829099 (gris) ou 829099.A (aubergine).** *Libellé ordonnance : coussin de série de positionnement, modulaire des hanches et des genoux, base - 6273420*