

**DONJOY**

ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USER PROFILE

The intended user should be a licensed medical professional, the patient, the patient's caretaker, or a family member providing assistance. The user should be able to:

- Read, understand and be physically capable to perform all the directions, warnings and cautions provided in the information for use.

INTENDED USE/INDICATIONS

- Reducible unilateral inguinal hernias
- Pre-operative use

CONTRAINDICATIONS

- None

WARNING & PRECAUTIONS

- We recommend that the first application be made under supervision of a health care professional.
- If pain, swelling, changes in sensation or other unusual reactions occur while using this product, you should contact your doctor immediately.
- If worn directly on the skin, the skin should be free from injuries, moisture, oils, creams, gels or similar residues.

APPLICATION INSTRUCTIONS

- 1) Apply foam pad to right/left of rigid section according to location of inguinal hernia.
- 2) Put belt on hips and fasten waist strap in front
- 3) Tighten belt by pulling on grey velvet. Insert velvet into loop to keep tightening.
- 4) Rotate belt to position foam pad on the hernia
- 5a) Insert the under-thigh strap into white buckle on the side of the inguinal hernia. Pass strap under the thigh and attach to the central section.
- 5b) Adjust the fit using the white velcro tab.
- 5b) Réglage le serrage au niveau de la boucle blanche.

FRAÎNCÂS

AVANT D'UTILISER CE DISPOSITIF, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES DANS LEUR INTÉGRALITÉ. UNE APPLICATION ADÉQUATE EST ESSENTIELLE AU BON USAGE DU PRODUIT.

PROFIL DE L'UTILISATEUR À QUI LE DISPOSITIF S'ADRESSE:

Le dispositif s'adresse à un médecin autorisé, le patient, l'aide-soignant ou un membre de la famille qui prodigue les soins au patient. L'utilisateur doit être capable de :

- Lire, comprendre y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

UTILISATION/INDICATIONS

- Hernies inguinales unilatérales réductibles
- Usage pré-opératoire

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Nous recommandons qu'un professionnel de santé supervise la première application.
- En cas de douleur, gonflement, modifications des sensations ou toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.
- Si l'attelle est portée directement sur la peau, la peau ne doit pas être humide et ne doit pas présenter de plaies, ni de traces de pommade, lotion, gel ou de résidus gras similaires.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Placer le coussin en mousse à l'extrémité du bord concerné de la partie rigide.
- 2) Mettre la ceinture autour des hanches et la fermer sur le devant.
- 3) Serrer la ceinture en tirant sur le velours gris. Insérer la bande velours restante dans le passant afin d'assurer un serrage optimal.
- 4) Tourner la ceinture pour placer le coussin sur l'hernie à traiter.
- 5a) Insérer la corde sous-cuisse dans la boucle blanche située du côté de l'hernie inguinale. Passer la corde sous la cuisse et l'accrocher sur la partie rigide avant.
- 5b) Régler le serrage au niveau de la boucle blanche.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO

PERFIL DEL USUARIO OBJETIVO

El usuario previsto debe ser un profesional médico autorizado, el paciente, el cuidador del paciente, o un familiar que proporciona asistencia. El usuario debe poder:

- Leer, comprender y ser físicamente capaz de seguir todas las instrucciones, advertencias y precauciones proporcionadas en la información de uso.

USO PREVISTO/INDICACIONES

- Hernias inguinales unilaterales reducibles
- Uso preoperatorio

CONTRA-INDICACIONES

- Ninguna

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Recomendamos que la primera colocación se realice bajo la supervisión de un profesional médico.
- En caso de dolor, inflamación, alteración de la sensación o cualquier otra reacción poco frecuente al utilizar este producto, consultar inmediatamente a un médico.
- Si la attelle est portée directement sur la peau, la peau no doit pas être humide et ne doit pas présenter de plaies, ni de traces de pommade, lotion, gel ou de résidus gras similares.

INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

- 1) Colocar una almohadilla de espuma a la derecha/izquierda de la sección rígida, en función de la ubicación de la hernia inguinal.
- 2) Colocar la cintura sobre las caderas y abrocháela por delante.
- 3) Apriete la correa tirando de la parte de terciopelo gris. Introduzca la parte de terciopelo en la lazada para mantener el ajuste.
- 4) Girar la cintura para colocar la almohadilla de espuma sobre la hernia.
- 5a) Introduzca la correa de debajo del muslo en la hebilla blanca situada del lado de la hernia inguinale. Pasar la correa debajo del muslo y fijarla a la sección central.
- 5b) Ajuste con la lengüeta de velcro blanca.

DEUTSCH

VOR GEBRUCH DER ORTHOSE BITTE DIE GE BRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN: DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER ORTHOSE IST NUR BEI RICHTIGM ANlegen GEWÄHRLEISTET

ANWENDERPROFIL

Der Anwender sollte eine zugelassene medizinische Fachkraft, der Patient, der/ die Betreuer/in des Patienten oder ein betreuendes Familienmitglied sein. Der Anwender sollte in der Lage sein:

- Die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Anweisungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu lesen, zu verstehen und physisch in der Lage sein, diese auszuführen.

ZWECKBESTIMMUNG/ INDIKATIONEN

- Reduzierbare einseitige Leistenhernien
- Präoperative Anwendung

KONTRAINDIKATIONEN

- Keine

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieses Produkt sollte nur nach ärztlicher Verordnung bzw. nach Anleitung durch medizinisches Fachpersonal getragen werden.
- Sollten beim Gebrauch Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsstörungen oder ungewöhnliche Reaktionen auftreten, ist unverzüglich der behandelnde Arzt aufzusuchen.
- Das Produkt wird direkt auf der Haut getragen. Deswegen darf die Haut keine Verletzungen aufweisen und sollte beim Anziehen frei von Feuchtigkeit, Ölen, Fetten, Gelen oder ähnlichen Rückständen sein.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

- 1) Je nach Position der Leistenhernie Schaumstoffpolster rechts/links vom steifen Bereich anbringen.
- 2) Gürtel auf die Hüfte legen und vorne befestigen.
- 3) Gürtel durch Ziehen am grauen Samt spannen. Samt in die Schlaufe einsetzen, um die Spannung zu erhöhen.
- 4) Gürtel drehen, um das Schaumstoffpolster auf die Hernie sull'ernia einzusetzen.
- 5a) Den Oberschenkelgurt in die weiße Schnalle an der Seite der Leistenhernie schieben. Den Gurt unter den Oberschenkel führen und am Mittelteil befestigen.
- 5b) Den Sitz mit dem weißen Klettverschluss anpassen.

INSTRUCTIES VOOR HET AANBRINGEN

- 1) Breng het schuimkussen links/rechts van de harde deel aan, afhankelijk van de locatie van de leesbreuk.
- 2) Doe de riem op de heupen en bevestig de tailleband aan de voorzijde.
- 3) Zet de riem aan door aan het grijze fluweel te trekken. Steek het fluweel in delus zodat het aangespannen blijft.
- 4) Draai de gordel om het schuimkussen op de hernie te plaatsen.
- 5a) Steek de band voor onder de dij in de witte gesp aan de kant van de leesbreuk. Leid de band onder de dij door en bevestig deze aan het middendeel.
- 5b) Verander de pasvorm met het witte klettenband.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È FONDAMENTALE PER IL FUNZIONAMENTO APROPRIATO DI QUESTO DISPOSITIVO

PROFILO UTENTE

L'utente cui il prodotto è destinato deve essere un medico professionista, il paziente, la persona che si prende cura del paziente o un familiare che lo assiste. L'utente deve essere in grado di:

- Di leggere, comprendere e seguire le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni riportate nelle informazioni per l'uso.

USO PREVISTO/INDICAZIONI

- Erne Inguiunali unilaterali riducibili
- Preoperatorio

CONTRAINDICAZIONI

- Nessuna

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- È consigliata la supervisione di un professionista sanitario nel corso della prima applicazione sul paziente.
- Se si verifica qualche dolore, gonfiore, alterazione della sensazione o qualsiasi altra reazione poco frequente utilizzando questo prodotto, si consiglia di rivolgervi immediatamente a un medico.
- Quando si applica direttamente sulla pelle, la pelle non deve essere umida e non deve avere ferite, né tracce di pomata, lozione, gel o di residuati grassi simili.

INSTRUKTIES VOOR HET AANBRINGEN

- 1) Placer le coussin en mousse à l'extrémité du bord concerné de la partie rigide.
- 2) Mettre la ceinture autour des hanches et la fermer sur le devant.
- 3) Serrer la ceinture en tirant sur le velours gris. Insérer la bande velours restante dans le passant afin d'assurer un serrage optimal.
- 4) Tourner la ceinture pour placer le coussin sur l'hernie à traiter.
- 5a) Insert the under-thigh strap into white buckle on the side of the inguinal hernia. Pass strap under the thigh and attach to the central section.
- 5b) Adjust the fit using the white velcro tab.
- 5b) Réglage le serrage au niveau de la boucle blanche.

POKYNY K POUŽITÍ

- 1) Na pravou nebo levou stranu pevného dílu, v závislosti na poloze tríselné kly, umístejte pěnovou vložku.
- 2) Opašok obviažte okolo bokov a utiahnite drieakový pás na prednej strane.
- 3) Zatáhnutím za sedý samet pás utiahnete. Samet vložte do smyčky a utiahnete dale.
- 4) Otočte pás tak, aby pěnová vložka byla umístěna na kly.
- 5a) Umetněte stehenný popruh dole přesky vedle tríselné kly. Stehenní popruh pod stehnem a připojte jej ke střednému dílu.
- 5b) Upravte nasazení pomocí bílého poutka se suchým zipem.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEbruiksaanwijzing AANDachtig EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEbruikt. JUIST GEbruik IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

GEBRUIKERSPROFIEL

De beoogde gebruiker moet zijn bij een bevoegde medisch professional, de patiënt, de zorgverlener van de patiënt of een familieleden dat hulp biedt. De gebruiker moet in staat zijn om:

- Alle aanwijzingen, waarschuwingen en voorzorgen in de gebruiksaanwijzing te lezen, begrijpen en in de praktijk brengen.
- Leggeren, begrijpen en volgen van de instructies, waarschuwingen en voorzorgen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.

BEDOELD GEbruik/INDICATIES

- Herleidbare eenzijdige leesbreken
- Preoperatieve gebruik

CONTRA-INDICATIES

- Geen

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE

- Repobilní unilaterální tríselné kly
- Preoperatívny použití
- Predopečné použití

KONTRAINDIKÁCIE

- Žiadne

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÉ OPATŘENIA

- Prvň nasadení u pacienta by měl vždy provést zdravotník personal.
- Pokud se během používání tohoto produktu pocítíte akúlové bolesti, změny v síce i opuchu, změny citu při dotyku alebo jiné neobvyklé reakcie, ihned se obrátíte na svého lekára.
- De stejn mag aleen worden gebruikt als de huid niet beschadigd of vochtig is en geen sporen of olie, crème, gel of een soortgelijk materiaal vertoont.

ČESKÁ

PRED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠESTRÉ VÝKLOPY UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE. SPRÁVNÉ POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU JE NEZBYTNÁ PRO SPRAWNÝ FUNKCIJU NÁSTROJE.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATEL

Zamýšleným uživatelem je malý byť medicínsky odborník s platným oprávnením, pacient, oš



DONJOY®

DANSK

LÆS FØLGJANDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FOR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUGERPROFIL:

Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten, patientens omsorgsperson eller et familiemedlem, der yder hjælp. Brugeren skal kunne:

- Læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre alle instruktioner, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsvejledningen.

BEREGNET ANVENDELSE/INDIKATIONER

- Reducerbar ensidig inguinalbrok
- Prä-operativ brug

KONTRAINDIKATIONER

- Ingen

ADVARSEL OG FORHOLDSSREGLER

- Vi anbefaler, at den første påsætning foretages under overvældning af en sundhedsmedarbejder.
- Hvis der opstår smerte, hævelser, sansemæssige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produktet, skal lægen engående kontaktes.
- Huden må ikke have skader og skal være fri for fugt, oljer, cremer, geler eller tilsvarende restmaterialer, når støttebindet anvendes.

VEJLEDNING I PÅSÆTNING

- 1) Påfør skumputen til højre/venstre for den ubøjelige del i henhold til, hvor inguinalbroken sidder.
- 2) Sæt bæltet på hofteerne og fastspænd taljeremmen foran.
- 3) Stram bæltet ved at trække i det grå stykke fløj. Indsæt fløjstykket i lokken for at holde spændingen.
- 4) Drej bæltet for at placere skumputen på brokken.
- 5a) Indsæt remmen til under låret i det hvide spænde på den side inguinalbrocken sidder i. Før remmen under låret, og fastgør den til hoveddelen.
- 5b) Juster pasformen ved hjælp af den hvide velcroflig.

VEDLIGEHOLDELSE

Vask i lunkent vand med et mildt vaskemiddel. Må ikke lægges i klorin. Skyg grundigt. Lufttørk. Får ej torkas med maskin. Får ej krentvættas. Får ej stryges.

SAMMENSÆTTNING

Nylon, Bomuld, Polyester, Polyamid, Polyurethan, EVA (etylenvinylacetat), plast (acetal PA), gummi

LATEX

FORSIGTIG: DETTE PRODUKT INDEHOLDER NATURGUMMILATEK, DER KAN FORÅRSAGE ALLERGISKE REAKTIONER.

AVSEDD FOR ANVENDNING PÅ EN ENDA PATIENT

GARANTI: Op om en tekniker kan reparere eller bytte ut hele eller deler av enheten dersom de ikke fungerer korrekt. Dette gjelder ikke for defekter i materialer og dets tilbehør, tilfelte at de ikke er materiale- eller utførelsesfeil. Det omfatter ikke teknikker i denne garantiene som er ulørligelig med lokal lovgivning, vil bestemmes etter en pågående lovgivning har foretatt.

ERKLÆRING: SELVOM DER ER GJORT ALT HVAD AVANCEREDE TEKNIKKER KAN GØRE FOR AT OPNÅ DEN FORENDEDE MAKSIMALE FUNKTION, STYRKE, HOLDBARHED OG BEKVEMMELIGHED, ER DETTE IKKE NOGEN GARANTI FOR AT MAN KAN UNDGÅ LÆSIONER VED AT BRUGE DETTE PRODUKT.

SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR GRUNDIGT IGENNEM FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. KORREKT APPLIKATION ÄR AV STÖRSTA VIKT FÖR PRODUKTENS KORREKTA FUNKTION.

AVSEDD ANVÄNDARPROFIL:

Systemet är avsett att användas av en legitimaterad läkare eller sjuksköterska, patienten, patientens omsorgsperson eller ett familiemedlem, der yder hjälp. Brugeren skal kunna:

- Läsa, förstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som anges i bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER

- Reducerbara unilaterala inguinalbräck
- Prä-operativ användning

KONTRAINDIKATIONER

- Inga

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Vi rekommenderar att den första applikationen görs under övervårdning av en sundhetsmedarbetare.
- Hvis det uppstår smärta, hævelser, sansemässige forandringer eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produktet, skal lægen engående kontaktes.
- Hudens må ikke ha skader och ska vara fri för fugt, oljer, cremer, geler eller liknande rester när stödet används.

ANVISNINGAR FÖR APPLICERING

- 1) Applicera skumduyn till vänster/höger om den stora delen enligt placeringen av inguinalbräcket.
- 2) Sätt bället på hofteerna och fastspänd taljeremmen fram.
- 3) Stram bället vid att dra i det gröna stycket flöj. Indsätt flöjstycket i lokken för att hålla spänningen.
- 4) Dra bället för att placera skumduyn på brokken.
- 5a) Indsätt remmen till under låret i det vita spännet vid sidan av inguinalbräcket. Før remmen under låret och fastgör den till hoveddelen.
- 5b) Justera passformen med den vita kardborreflikten.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNalta.

EGET FOR FØLGJENDE BRUKERE:

Systemet er avsett til bruk av en legitimert lege, pasient, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal kunne:

- Lese, forstå og være fysiskt kapabel til å utføre alle anvisninger, varningar og forsiktigheitsåtgärder som er oppgitt i bruksinformasjonen.

KÄYTTÄJÄPROFIILI:

Systemet är avsett til bruk av en legitimert lege, pasient, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal kunne:

- Lese, forstå og være i fysisk stand til å utføre alle anvisninger, varningar og forholdsreglene som er oppgitt i bruksinformasjonen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER

- Reducerbara unilaterala inguinalbräck
- Föroperativ användning

KONTRAINDIKATIONER

- Inga

KÄYTTÖÄRÖÄT/INDIKATIOT

- Oikean- tai vasemmanpuoleinen nivustyrä, jossa vatsaontelon sisältö voidaan työntää takaisin vatsaonteloon
- Preoperatiiv käyttö

KONTRAINDIKATIOT

- Ei mitään

VAROITUKSET JA VAROTOIMIT

- Suosittelemme, että tuki puetaan päälle ensimmäistä kertaa terveydenhuollon ammattilaiston valvonnanassa.
- Jos koet tuotteen käytön aikana kipua, turvotusta, tuntoaisimusten muutoksia tai epätavallisia reaktioita, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Ihon täytyy olla tukea käytettäessä vaurion eikä siinä saa olla kosteutta, öljyä, voiteita, geeliä tai muita jäimiä.

PUKEMISOHJEET

- 1) Aseta vaahomuovipehmuste lujan osan oikealle/vasemmalle puolelle nivustyrän sijainna riippuen.
- 2) Aseta vyö lantelle ja kiinnitä vyötäriöhän edestä.
- 3) Kiristä vyö vetämällä harmaasta samettiosasta. Työnnä samettiosa silmukkaan vyön pitämiseksi kireällä.
- 4) Kiinnitä vyötä siten, että vaahomuovipehmuste asetuu tyränpäälle.
- 5a) Työnnä reiden alapuolelle tuleva hihna nivustyrän sivulla olevaan valkoiseen solkeen. Vie hihna reiden alapuolelle ja kiinnitä se vyön keskiosaan.
- 5b) Säädä vyö sopivaksi valkoisella tarraauhalla.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

KÄYTTÄJÄPROFIILI:

Systemet er avsett til bruk av en legitimert lege, pasient, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal kunne:

- Lese, forstå og være i fysisk stand til å utføre alle anvisninger, varningar og forholdsreglene som er oppgitt i bruksinformasjonen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER

- Reduserbar ensidig lyskebrok
- Preoperativ bruk

KONTRAINDIKASJONER

- Ingen

KÄYTTÄJÄPROFIILI:

Systemet er avsett til bruk av en legitimert lege, pasient, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal kunne:

- Lese, forstå og være i fysisk stand til å utføre alle anvisninger, varningar og forholdsreglene som er oppgitt i bruksinformasjonen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER

- Reduserbar ensidig lyskebrok
- Utilisering på prø-operativt

KONTRAINDIKASJONER

- Ingen

KÄYTTÄJÄPROFIILI:

Systemet er avsett til bruk av en legitimert lege, pasient, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal kunne:

- Lese, forstå og være i fysisk stand til å utføre alle anvisninger, varningar og forholdsreglene som er oppgitt i bruksinformasjonen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER

- Reduserbar ensidig lyskebrok
- Utilisering på prø-operativt

KONTRAINDIKASJONER

- Ingen

KÄYTTÄJÄPROFIILI:

Systemet er avsett til bruk av en legitimert lege, pasient, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal kunne:

- Lese, forstå og være i fysisk stand til å utføre alle anvisninger, varningar och förhållningsregler som er angivna i bruksinformasjonen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER

- Reducerbar ensidig lyskebrok
- Utilisering på prø-operativt

KONTRAINDIKASJONER

- Ingen

KÄYTTÄJÄPROFIILI:

Systemet er avsett til bruk av en legitimert lege, pasient, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal kunne:

- Lese, forstå och vara fysiskt kapabel att utföra alla anvisningar, varningar och förhållningsregler som är angivna i bruksinformasjonen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER

- Reducerbar ensidig lyskebrok
- Utilisering på prø-operativt

KONTRAINDIKASJONER

- Ingen

KÄYTTÄJÄPROFIILI:

Systemet er avsett til bruk av en legitimert lege, pasient, pasientens omsorgsperson eller et familiemedlem som hjelper. Brukeren skal kunne:

- Lese, forstå och vara fysiskt kapabel till att utföra alla anvisningar, varningar och förhållningsregler som är angivna i bruksinformasjonen.

AVSEDD ANVÄNDNING / INDIKATIONER