



FAUTEUIL RELEVEUR

CONSEIL

Avant d'assembler le fauteuil, déballiez et séparez chaque partie.

Etape 1

Pour plus de facilité; branchez le fauteuil, et avec la télécommande mettez le en position proclive (relevé) avant de visser le dossier.

Etape 2

Tournez la base avant du fauteuil vers le sol comme sur le schéma en prenant soin du revêtement.

Etape 3

Insérez le dossier (A) comme sur le schéma.

Puis insérez les visse dans l'ordre des numéros.

PARTS LIST

A. Dossier: 1

B. Siège: 1

C. Vis: 6

