



COMED



WWW.COMED.FR

CONSEILS SUR PRODUITS COMED

Article N° : 23 200 00 / 23 200 10 / 23 200 20 / 23 200 20 / 23 200 90

OXYMETRES DE POULS

Conseils du 13.09.2010 :

Le résultat de la prise des valeurs des oxymètres de pouls peut être faussé par certains facteurs externes , comme :

- Le vernis à ongles.
- Si la personne à transpiré.
- Encrassement au niveau de la iode de détection (bien nettoyer avant utilisation).
- Si le patient à une décoloration non naturelle de la peau des ongles.

Cette liste est non exhaustive

Ces conseils ne constituent pas une substitution ou alternative au mode d'emploi qui se trouve sur la fiche technique ou avec l'article. Ils ne seraient remplacer la destination et la bonne pratique de l'utilisation prescrite par le fabricant. Pour les produits à usage personnel veuillez vous référer aux instructions de votre medecin ou pharmacien. Sivous constatez sur un de nos produits une méthode d'utilisation plus optimum , n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous écrivant sous info@comed.fr.