



# DISPOSITIFS D'AIDE À LA POSTURE EN MICROBILLES OU MICROFIBRES



ENVIRONNEMENT LIT  
AIDE TECHNIQUE À LA POSTURE ALLONGÉE

DISPOSITIFS EN MICROBILLES OU MICROFIBRES



## MATÉRIAUX



**MICROBILLES EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ**  
→ Matériau utilisé très léger : des microbilles en polystyrène expansé de très faible granulométrie pour un meilleur confort et une grande adaptabilité des supports à la morphologie des patients.  
→ Traitement d'ignifugation

OU



**MICROFIBRES POLYESTER**  
→ Matériau : fibres polyester  
→ Les fibres emprisonnent l'air pour une sensation de moelleux et un confort accru.  
→ Traitement d'ignifugation


NF EN ISO 597 - 1 & 2

NF EN ISO 597 - 1 & 2

## DESRIPTIF

coussins de positionnement en Microbilles en Polystyrène Expansé de faible granulométrie ou fibres polyester.


## MODÈLE DISPONIBLE



## PROPRIÉTÉS DE LA HOUSSE

### HOUSSE POLYMAILLE® : TOTALEMENT RESPIRANTE ET IMPERMÉABILISÉE

- Enduction de Polyuréthane anallergique sur jersey polyester traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
- POLYMAILLE® est bi-extensible, permettant ainsi de réduire les effets de cisaillements et de frictions.
- POLYMAILLE® est hyper-respirant et contribue de ce fait à la diminution de l'effet de macération.
- POLYMAILLE® est également imperméabilisée pour une hygiène maîtrisée.
- Lavable à 95°C, décontamination par produit de pulvérisation à froid.



### DISPOSITIFS LIVRÉS EN STANDARD AVEC 2 HOUSSES DONT UNE AMOVIBLE

- Facilité d'entretien
- Meilleure hygiène
- Meilleure durabilité du support
- Adapté en environnement multi-patients.

## COUSSINS DE POSITIONNEMENT UNIVERSELS SMALL & STANDARD

- C'est le support universel par excellence : aide au calage du patient, décharge de l'appui des talons, protection des faces latérales internes des genoux, des chevilles, utilisé comme oreiller...
- Utilisé seul ou en association.
- Disponible en deux tailles Small et Standard.




## COUSSIN DE POSITIONNEMENT DEMI-BOUÉE D'ABDUCTION DES GENOUX

- L'association des coussins P9702 et P9703 assure un calage confortable du patient en position Semi Fowler (dossier et bassin à 30°) et décubitus dorsal par un maintien stable du bassin et des segments en abduction grâce à la demi-bouée d'abduction P9703.
- Réduction des appuis au niveau des malléoles internes et des faces latérales internes des genoux.



## COUSSIN DE POSITIONNEMENT CYLINDRIQUE


- Peut être utilisé de multiples manières, notamment placé sous les genoux pour positionner les membres inférieurs en semi-fowler.
- Associé à la demi-bouée d'abduction (P9703), il assure un maintien stable des segments en abduction tout en préservant les faces latérales internes des genoux.



- Système de fixation par bande auto-agrippante
- Simple et efficace.

## COUSSIN DE POSITIONNEMENT BOUÉE

- Assure un maintien confortable de la tête aussi bien en position allongée que assise ou semi-assise.
- Système de fixation aisé par bande auto-agrippante.



MODÈLE	REF MICROBILLES	REF MICROFIBRES	Longueur	Largeur	Hauteur
Coussin universel small (livré avec housse amovible)	P9700B1HW	P9750F1HW	35 cm	26 cm	
Coussin universel standard (livré avec housse amovible)	P9701B1HW	P9751F1HW	56 cm	40 cm	
Coussin cylindrique (livré avec housse amovible)	P9702B1HW	P9752F1HW	Ø 20 cm	60 cm	
Coussin demi-bouée d'abduction (livré avec housse amovible)	P9703B1HW	P9753F1HW	32 cm	62 cm	
Coussin bouée (livré avec housse amovible)	P9704B1HW	P9754F1HW	50 cm	50 cm	
Coussin demi-lune (livré avec housse amovible)	P9705B1HW	P9755F1HW	135 cm	85 cm	
Coussin de décubitus semi latéral 30° (livré avec housse amovible)	P9707B1HW	P9757F1HW	180 cm	55 cm	
Coussin demi-lune + plot (livrés avec housses amovibles)	P9708B1HW	P9758F1HW	135 cm / 58 cm	85 cm / 40 cm	
Coussin de décharge (livré avec housse amovible)	P9709B1HW	P9759F1HW	85 cm	25 cm	15 cm
Coussin triangulaire (livré avec housse amovible)	P9710B1HW	P9760F1HW	60 cm	40 cm	30 cm
Coussin d'abduction (livré avec housse amovible)	P9711B1HW	P9761F1HW	30 cm	10 / 30 cm	15 cm
Coussin de déclive (livré avec housse amovible)	P9712B1HW	P9762F1HW	46 cm	30 cm	10 cm
Coussin de décharge occipitale (livré avec housse amovible)	-	P9763F1HW	48 cm	43 cm	10 cm
Sac de transport (avec poche porte document A4)	PKDEMOSACO1		90 cm	80 cm	30 cm

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

Entretien housses POLYMAILLE®




NF EN ISO 597 - 1 & 2

GARANTIE **2** ANS




**COUSSIN DE POSITIONNEMENT DEMI-LUNE & PLOT DE POSITIONNEMENT POUR DEMI-LUNE**

- Assure le maintien, le calage du tronc et du bassin du patient en position décubitus dorsal et semi Fowler.
- Soulage la pression d'appui au niveau des coudes.
- Doté d'un système d'accroche pour fixer le plot complémentaire.
- Peut-être également employé sur fauteuil roulant.



- Système de fixation par bande auto-agrippante
- Simple et efficace.




**COUSSIN DE DÉCHARGE**

- Assure le positionnement des hanches et des genoux ainsi que la décharge totale des talons
- Sangle réglable de maintien au matelas

**COUSSIN DE DECUBITUS SEMI-LATÉRAL 30°**

- Doté d'un oreiller intégré pour un confort optimal.
- Il assure un confort de positionnement des genoux, du bassin, et du tronc en décubitus semi-latéral 30°.
- Une seule taille de dispositif, compatible avec toutes tailles de patients.





**COUSSIN TRIANGULAIRE**

- Calage du patient et positionnement semi-fowler



**COUSSIN D'ABDUCTION**

- Mise en abduction des hanches pour limiter les phénomènes de friction et de cisaillement des membres inférieurs.






**SPÉCIFICITÉ DU COUSSIN DE POSITIONNEMENT DEMI-LUNE ET DU COUSSIN DE POSITIONNEMENT DE DÉCUBITUS SEMI LATÉRAL 30°**

**EASYSHAPE® SYSTEM**



**EASYSHAPE® : SYSTÈME D'AJUSTEMENT EXCLUSIF SYST'AM®**

- Les liens incorporés à la housse des coussins de positionnement Demi-lune et Semi-latéral 30° permettent d'ajuster et surtout de maintenir le support dans une position adaptée à la morphologie du patient, améliorant ainsi le confort de celui-ci et optimisant l'ergonomie des supports.
- Il suffit de tendre les liens pour accentuer la courbure du support et de les nouer pour maintenir durablement la position souhaitée.
- Simple et efficace, le système EasyShape® permet d'ajuster le dispositif pour mieux l'adapter à la morphologie de chaque patient et de garantir ce positionnement de façon durable.



**COUSSIN DE DÉCLIVE**

- Assure le positionnement des membres supérieurs ou inférieurs
- La déclive permet un transfert des pressions qui contribue à soulager les points d'appui au niveau des talons ou de la main



**COUSSIN DE DÉCHARGE OCCIPITALE**

- Décharge des pressions en zone occipitale.

