

DISQUE DE TRANSFERT



Description générale

Ce disque de transfert pivote à 360° afin de faciliter et de sécuriser les transferts en position assise ou en station debout. Sa conception flexible est utile pour l'utilisation en fauteuil. Ce disque de transfert pivotant dispose d'une petite épaisseur et de 2 faces antidérapantes en plastique dur.

Avantages

- Pivote à 360°
- Flexible
- Dessous et dessus antidérapant
- Petite épaisseur

Caractéristiques techniques

- 2 diamètres différents : 30 cm (référence 815031) ou 38 cm (référence 815089)
- Épaisseur 9,5 mm
- ABS, nylon, polyéthylène
- Poids supporté maximum : 127 kg
- Certifié CE
- Garantie 1 an

Notice d'utilisation

Positionnez le disque de transfert au sol, disque mousse antidérapant dessous, face à la personne assise. La personne peut alors placer ses 2 pieds sur le disque. Une fois redressé, les accompagnants peuvent faire pivoter la personne facilement jusqu'à l'assise de destination.

Entretien : lavage de la surface externe avec détergents habituels. Lavage des couleurs séparément. Le reste à l'eau savonneuse.